



---

**АНТЕННЫ ШИРОКОПОЛОСНЫЕ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУПОРНЫЕ**

**П6-421**

КНПР.464653.048

**П6-421М**

КНПР.464653.042

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**КНПР.464653.048 РЭ**

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение.....	3
1 Нормативные ссылки .....	3
2 Сокращения.....	3
3 Требования безопасности .....	3
4 Описание антенн и принципов работы.....	4
4.1    Назначение.....	4
4.2    Состав комплекта антенн .....	4
4.3    Технические характеристики .....	5
4.4    Устройство и работа антенны .....	5
5 Подготовка антенны к использованию.....	6
6.1    Эксплуатационные ограничения .....	6
6.2    Подготовка к работе.....	7
6.3    Использование антенны.....	7
5.4    Проведение измерений. ....	7
6 Проверка рупоров .....	11
6.1    Общие положения .....	11
6.2    Операции поверки .....	11
7 Техническое обслуживание .....	11
7.1    Общие указания.....	11
7.2    Меры безопасности .....	11
7.3    Порядок технического обслуживания.....	11
8 Консервация/расконсервация .....	12
8.1    Общие указания.....	12
8.2    Меры безопасности при консервации/расконсервации.....	12
8.3    Консервация.....	12
8.4    Расконсервация.....	13
9 Ремонт антенн .....	13
10 Хранение.....	13
11 Транспортирование .....	14
12 Тара и упаковка.....	14
13 Маркировка .....	15

## **Введение**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для пояснения принципа действия антенн широкополосных измерительных рупорных П6-421, П6-421М и устанавливает порядок их эксплуатации и калибровки.

При изучении и работе с антennами широкополосными измерительными рупорными (далее – антennами) П6-421, П6-421М следует руководствоваться формуларом КНПР.464653.048 ФО и КНПР.464653.042 ФО соответственно, настоящим руководством по эксплуатации, графиком зависимости коэффициента усиления от частоты, полученным по результатам поверки антennы.

Антennы П6-421, П6-421М внесены в государственный реестр средств измерений, регистрационный номер 82813-21.

Руководство по эксплуатации должно находиться вместе с антенной.

Работа с антенной должна осуществляться лицами, допущенными к её эксплуатации и прошедшим инструктаж по технике безопасности при работе с СВЧ излучениями.

Авторские права на изделие принадлежат АО «СКАРД - Электроникс»:

- все конструктивные и схематические решения, примененные в изделиях, являются интеллектуальной собственностью АО «СКАРД - Электроникс»;
- любое копирование, или применение использованных в изделии схемотехнических и конструктивных решений, а также использование изделия в качестве базовой технологии для разработки аналогичных изделий не допускается.

## **1 Нормативные ссылки**

1.1 В настоящем РЭ использованы ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ Р В 51914-2002 Элементы соединения СВЧ трактов электронных измерительных приборов. Присоединительные размеры;
- ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов;
- ГОСТ 18680-73 Детали пломбирования. Общие технические условия;
- ГОСТ 18678-80 Чашки пломбировочные. Конструкция и размеры;
- ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;
- ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений.

## **2 Сокращения**

- КО - контрольный осмотр;
- КСВН - коэффициент стоячей волны по напряжению;
- МП - методика поверки
- НМ - нормы расхода материалов;
- ПВХ - поливинилхлорид;
- РЭ - руководство по эксплуатации;
- СВЧ - сверхвысокая частота, сверхвысокочастотный (прибор/компонент);
- ТО - техническое обслуживание;
- ФО - формуляр.

## **3 Требования безопасности**

3.1 При проведении измерений или использовании антenn П6-421, П6-421М в качестве передающих необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с

СВЧ- излучениями. СВЧ- излучения могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

3.1.1 При работе с антеннами совместно с генераторами сигналов должны использоваться защитные элементы (экраны, поглотители и т.п.) для ограничения воздействия электромагнитных полей в рабочей зоне до допускаемых уровней.

3.1.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение измерений при отсутствии или неисправности заземления аппаратуры, используемой совместно с антеннами.

3.2 Эксплуатация и обслуживание антенн должно осуществляться персоналом, прошедшим специальную подготовку и изучившим требования безопасности по ГОСТ 22261, ГОСТ 12.2.091, ГОСТ 26104, инструкцию по правилам и мерам безопасности и прошедшие инструктаж на рабочем месте.

3.3 Обслуживающий персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже третьей согласно «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок «ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00».

3.4 Для предохранения работающего персонала от воздействия опасных и вредных производственных факторов необходимо:

- соединить корпусные клеммы всех средств измерения с шиной заземления;
- пользоваться инструментом только с изолированными ручками;
- производить пайку, осмотр и ремонт только при отключенном напряжении питания.
- отсоединять и присоединять кабели питания при выключенном напряжении питания;
- отключать напряжения питания при уходе с рабочего места и после окончания работы.

## 4 Описание антенн и принципов работы

### 4.1 Назначение

4.1.1 Антенны П6-421, П6-421М (далее антенны) предназначены для измерений характеристик электромагнитных полей в рабочем диапазоне частот.

4.1.2 Антенны совместно с измерительными приемными устройствами и генераторами применяются для измерения плотности потока энергии электромагнитного поля, параметров антенных устройств, параметров электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, а также возбуждения электромагнитного поля с заданной плотностью потока энергии в диапазоне частот согласно

4.1.1 Антенны могут использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях в качестве рабочего средства измерений.

#### 4.1.3 Нормальные условия применения:

- температура окружающей среды  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление кПа (мм рт. ст) от 84 до 106 (от 630 до 795).

#### 4.1.4 Рабочие условия применения:

- температура окружающей среды,  ${}^\circ\text{C}$  ..... от минус 40 до плюс 50;
- относительная влажность воздуха ..... более 80 % при температуре  $20 {}^\circ\text{C}$ ;
- атмосферное давление, мм рт.ст ..... от 630 до 800.

### 4.2 Состав комплекта антенн

4.2.1 Состав комплекта антенн приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав комплекта антенн

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол. шт.
1.	Широкополосная измерительная рупорная антenna – П6-421	КНПР.464653.048	1

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол. шт.
	– П6-421М	КНПР.464653.042	1
<b>Эксплуатационная документация</b>			
2.	Формуляр – П6-421 – П6-421М	КНПР.464653.048 ФО КНПР.464653.042 ФО	1 1
3.	Руководство по эксплуатации	КНПР.464653.048 РЭ	1
4.	Методика поверки П6-421, П6-421М	КНПР.464653.048 МП	1
5.	Нормы расхода материалов.	КНПР.464653.048 НМ	1
<b>Прочие изделия</b>			
6.	Устройство крепления*	-	1
7.	Короб транспортировочный*	-	1

Для крепления антенны предусмотрены 6 отверстий М8.

\*Поставляется по согласованию с заказчиком

#### **4.3 Технические характеристики**

4.3.1 Основные технические характеристики антенн приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики антенн

Наименование параметра или характеристики	Значение характеристики
Диапазон частот, ГГц: – П6-421 – П6-421М	от 0,45 до 6,0 от 0,37 до 6,0
Коэффициент усиления антенн в диапазоне частот, дБ, не менее – П6 – 421 – П6 - 421М	от 4,0 до 17,0 от 2,0 до 13,0
Пределы допускаемой основной погрешности измерений коэффициента усиления, дБ	± 2,0
KCBH (типовой) входа антенны, не более – П6 – 421 – П6 - 421М	1,5 2,0
Тип СВЧ соединителя*	N - розетка
Габаритные размеры, мм, не более – П6 – 421 – П6 - 421М	485,0x362,0x285,0 485,0x358,0x270,0
Масса, кг, не более – П6 – 421 – П6 - 421М	5,7 5,2

4.3.2 Действительные значения коэффициентов усиления антенн для заданной частоты определяют по графикам, приведенным в формуляре на конкретный образец изделия. Значения коэффициента усиления могут уточняться по результатам периодической поверки.

4.3.3 Антенны имеют линейную поляризацию.

#### **4.4 Устройство и работа антенны**

4.4.1 Конструктивно антенны представляет собой рупор на базе Н - образного волновода с ножевыми пластинами экспоненциальной формы, являющимися продолжением выступов Н - образного волновода.

Антенны имеют одинаковую конструкцию, отличаясь только наличием боковых пластин (антенна П6-421). Конструкция антенн обеспечивает в широком диапазоне частот малый коэффициент стоячей волны по напряжению (KCBH) и монотонную частотную зависимость коэффициента усиления (КУ). Обе антенны имеют коаксиальный СВЧ – вход с волновым сопротивлением 50 Ом типа N - розетка по ГОСТ Р В 51914-2002.

Принцип действия антенн основан на преобразовании плотности потока энергии электромагнитного поля в соответствующую ей высокочастотную мощность в тракте. Для измерения характеристик электромагнитных полей антенны подключаются к входу анализатора спектра, измерительного приёмника, измерителя мощности или иного приёмного измерительного устройства.

4.4.2 Конструкция антennы предусматривает возможность крепления на специализированное крепежное устройство.

Внешний вид антennы П6-421, П6-421М представлен на рис.1 и 2.




Рисунок 1 – Общий вид антennы П6-421




Рисунок 2 – Общий вид антennы П6-421М

## 5 Подготовка антennы к использованию

### 7.1 Эксплуатационные ограничения

5.1.1 Перед началом эксплуатации антennы необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией.

5.1.2 При работе с антennой персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антennой запрещается её использование для решения нефункциональных задач.

5.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

5.1.4 При выполнении работ по развертыванию антенны и в процессе использования ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности узлов антенны.

5.1.5 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование СВЧ переходов и измерительных кабелей, оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с антенной.

## 7.2 *Подготовка к работе*

5.2.1 Установку антенны производить в следующей последовательности:

1) используя элементы крепления, установите антенну на опору (к несущей конструкции) в месте эксплуатации (опора в комплект антенны не входит);

2) установите необходимую поляризацию;

3) вращением антенны установите необходимые углы азимута и элевации;

4) присоедините к СВЧ входу антенны измерительный кабель или волноводную сборку (в комплект антенны не входит);

5) соедините клемму заземления антенны и измерительный прибор с шиной заземления.

Антenna готова к работе.

## 7.3 *Использование антенны*

### 5.3.1 Режим приёма

1) присоедините свободный разъем измерительного кабеля к входному разъему вашего измерительного прибора (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

2) включите ваш измерительный прибор. В соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего прибора подготовьте его к работе и приступайте к проведению измерений в заданном диапазоне частот.

### 5.3.2 Режим передачи

1) присоедините свободный разъем измерительного кабеля к выходному разъему вашего генератора или усилителя ВЧ (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

2) включите ваш генератор или усилитель ВЧ. В соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего прибора подготовьте его к работе и приступайте к использованию антенны в качестве излучающей в заданном диапазоне частот и мощностей.

## 5.4 *Проведение измерений.*

5.4.1 Для проведения измерений антenna должна быть установлена в помещении без отражающих предметов, размеры которого удовлетворяют условию по расстоянию  $l$  в сантиметрах между приёмной и передающей антеннами не менее:

$$l = \frac{2(D_1+D_2)^2}{\lambda}, \quad (1)$$

где  $D_1, D_2$  – наибольшие размеры раскрытий передающей и приёмной антенн, см;  
 $\lambda$  – длина волны, см.

или на открытой площадке размером 20,0x8,0 удалённой от отражающих предметов.

5.4.2 При подготовке к измерениям следует убедиться, прежде всего, в полной исправности и работоспособности антенны. Аппаратура, необходимая для проведения измерений (измерительные генераторы, измерители мощности, анализаторы спектра и т.д.) должна быть прогрета в течение времени, указанного в руководстве по эксплуатации.

5.4.3 Измерение плотности потока энергии электромагнитного поля производится следующим образом:

– присоедините измерительную antennу к измерительному прибору с помощью кабеля, либо непосредственно, в зависимости от условий измерения, в соответствии со схемой, приведённой на рисунке 3.



Рисунок 3 – Схема соединения приборов при измерении плотности потока энергии

– поворачивайте измерительную antennу по азимуту, углу места и поляризации до получения максимального показания измерительного прибора и произведите отсчёт мощности  $P$  в микроваттах.

Если антenna присоединяется к измерительному прибору кабелем, то действительное значение мощности  $P$  в микроваттах, принятой antennой, определяется с учётом ослабления кабеля по формуле:

$$P = P_0 10^{0,1N} \quad (2)$$

где  $N$  – величина ослабления кабеля в децибелах.

– подсчитайте плотность потока энергии  $S$  в раскрыве antennы в микроваттах на квадратный сантиметр по формуле:

$$S = \frac{P}{A_{\text{эфф}}^0}, \quad (3)$$

где  $A_{\text{эфф}}^0$  – эффективная площадь antennы, определяемая для каждой частоты в  $\text{см}^2$ .

– погрешность измерения плотности потока энергии  $\delta_s$  вычисляется по формуле, если antennа присоединяется к измерительному прибору с помощью кабеля:

$$\delta_s = \pm \sqrt{\delta_P^2 + \delta_K^2 + \delta_A^2 + \delta_{\text{отр}}^2} \quad (4)$$

если antennа присоединяется непосредственно к измерительному прибору, то погрешность измерения плотности потока энергии вычисляется по формуле:

$$\delta_s = \pm \sqrt{\delta_P^2 + \delta_K^2 + \delta_{\text{отр}}^2} \quad (5)$$

где  $\delta_P$  – погрешность измерения мощности измерительным прибором;

$\delta_K$  – погрешность аттестации кабеля по ослаблению;

$\delta_A$  – погрешность аттестации antennы по эффективной площади;

$\delta_{\text{отр}}$  – максимальное значение погрешности за счёт рассогласования.

Если измерительный прибор соединяется с antennой кабелем, то предельные значения погрешности за счёт рассогласования  $\delta'_{\text{отр}}$  и  $\delta''_{\text{отр}}$  вычисляются по формулам:

$$\delta'_{\text{отр}} = \frac{(1 - |\Gamma_A|^2)(1 - |\Gamma_{\text{ип}}|^2)}{(1 - \sigma + |\Gamma_A| \cdot |\Gamma_{\text{ип}}| \cdot |\Gamma_1|^2)^2} - 1; \quad (6)$$

$$\delta''_{\text{отр}} = \frac{(1 - |\Gamma_A|^2)(1 - |\Gamma_{\text{ип}}|^2)}{(1 + \sigma + |\Gamma_A| \cdot |\Gamma_{\text{ип}}| \cdot |\Gamma_1|^2)^2} - 1, \quad (7)$$

$$\text{где } \sigma = |\Gamma_A| \cdot |\Gamma_1| + |\Gamma_1| \cdot |\Gamma_{\text{ип}}| + \frac{1}{K} |\Gamma_A| \cdot |\Gamma_{\text{ип}}| \quad (8)$$

$|\Gamma_A|$  – модуль коэффициента отражения antennы;

$|\Gamma_{\text{ип}}|$  – модуль коэффициента отражения измерительного прибора;

$|\Gamma_1|$  – модуль коэффициента отражения кабеля, который считается одинаковым с обоих концов кабеля;

$K$  – ослабление кабеля в относительных единицах.

Модуль коэффициента отражения  $|\Gamma|$  связан с КСВ  $K_{\text{ст}U}$  соотношением:

$$|\Gamma| = \frac{K_{\text{ст}U}-1}{K_{\text{ст}U}+1}. \quad (9)$$

Величины КСВ антенны, кабеля и измерительного прибора указаны в их эксплуатационных документах. В качестве  $\delta_{\text{отр}}$  берётся большее по абсолютной величине из значений  $\delta'_{\text{отр}}$  и  $\delta''_{\text{отр}}$ .

Если измерительный прибор соединяется с антенной непосредственно, то предельные значения погрешности за счёт рассогласования  $\delta'_{\text{отр}}$  и  $\delta''_{\text{отр}}$  вычисляются по формуле:

$$\delta'_{\text{отр}} = \frac{(1-|\Gamma_A|^2)(1-|\Gamma_{\text{ип}}|^2)}{(1-|\Gamma_A|\cdot|\Gamma_{\text{ип}}|)^2} - 1; \quad (10)$$

$$\delta''_{\text{отр}} = \frac{(1-|\Gamma_A|^2)(1-|\Gamma_{\text{ип}}|^2)}{(1+|\Gamma_A|\cdot|\Gamma_{\text{ип}}|)^2} - 1. \quad (11)$$

В качестве  $\delta_{\text{отр}}$  берётся большее по абсолютной величине из значений  $\delta'_{\text{отр}}$  и  $\delta''_{\text{отр}}$ .

#### 5.4.4 Создание электромагнитного поля с заданной плотностью потока энергии.

- рассчитайте мощность  $P$  в микроваттах, которую следует подвести к передающей антенне, чтобы на расстоянии  $l$  в сантиметрах от неё создать заданную плотность энергии  $S$  в микроваттах на квадратный сантиметр по формуле:

$$P = \frac{S\lambda^2 l^2}{A_{\text{эф}}^0}, \quad (12)$$

где  $\lambda$  – длина волны, см;

$A_{\text{эф}}$  – эффективная площадь антенны, определяемая для каждой частоты по графику, или по значениям, приведённым в табличной части Свидетельства о поверке, придаваемым к антенне, см<sup>2</sup>.

- соедините приборы по схеме, приведённой на рисунке 4.




Рисунок 4 – Схема соединения приборов для создания электромагнитного поля с заданной плотностью потока энергии.

- присоедините измерительный прибор к выходу кабеля, присоединённого к генератору, и установите требуемую мощность  $P$ .

– отсоедините кабель от измерительного прибора и присоедините к антенне. При этом на расстоянии  $l$  от антенны будет создано поле плотностью потока энергии  $S$ .

- погрешность создания электромагнитного поля с заданной плотностью потока энергии  $\delta_S$  вычисляется по формуле:

$$\delta_S = \pm \sqrt{\delta_p^2 + \delta_A^2 + (2\delta_l)^2 + (2\delta_\lambda)^2 + \delta_{\text{отр}}^2}, \quad (13)$$

где  $\delta_p$  – погрешность измерения мощности измерительного прибора;

$\delta_A$  – погрешность аттестации антенн по эффективной площади;

$\delta_l$  – погрешность определения расстояния;

$\delta_\lambda$  – погрешность определения длины волны;

$\delta_{\text{отр}}$  – максимальное значение погрешности за счёт рассогласования.

Предельные значения погрешности за счёт рассогласования  $\delta'_{\text{отр}}$  и  $\delta''_{\text{отр}}$  вычисляются по формулам:

$$\delta'_{\text{отр}} = \frac{(1-|\Gamma_A|^2)(1+|\Gamma_r|\cdot|\Gamma_{\text{ип}}|)^2}{(1-|\Gamma_{\text{ип}}|^2)(1+|\Gamma_r|\cdot|\Gamma_A|)^2} - 1; \quad (14)$$

$$\delta''_{\text{отр}} = \frac{(1-|\Gamma_r|^2)(1-|\Gamma_r|\cdot|\Gamma_{\text{им}}|)^2}{(1-|\Gamma_{\text{им}}|^2)(1+|\Gamma_r|\cdot|\Gamma_A|)^2} - 1 \quad (15)$$

где  $|\Gamma_A|$ ,  $|\Gamma_{\text{ип}}|$ ,  $|\Gamma_r|$  – модули коэффициентов отражения, измерительного прибора и генератора соответственно.

В качестве  $\delta_{\text{отр}}$  берётся большее по абсолютной величине из значений  $\delta'_{\text{отр}}$  и  $\delta''_{\text{отр}}$ .

#### 5.4.5 Измерение эффективной площади антенн.

- измерение эффективной площади (либо коэффициента усиления) антенны производится методом сравнения.

- соедините приборы по схеме, приведённой на рисунке 5.




Рисунок 5 – Схема соединения приборов при измерении эффективной площади.

В качестве передающей антенны (вспомогательной антенны) может быть использована антenna любого типа данного диапазона.

- установите расстояние  $l$  в сантиметрах между приёмной и передающей антеннами не менее:

$$l = \frac{2(D_1+D_2)^2}{\lambda}, \quad (16)$$

где  $D_1, D_2$  – наибольшие размеры раскрытий передающей и приёмной антенн, см;  
 $\lambda$  – длина волны, см.

- устанавливайте в качестве приёмной антенны измерительную или испытуемую антенну, присоединяя их к измерительному прибору непосредственно или с помощью одного и того же кабеля.

- поворачивайте приёмную и передающую антены по азимуту, углу места и поляризации до получения максимального показания измерительного прибора. Произведите отсчёт мощности  $P'_{\text{пр}}$  в микроваттах, принятой испытуемой антенной, или мощность  $P_{\text{пр}}$  в микроваттах, принятой измерительной антенной.

- определите эффективную площадь  $A_{\text{эф}}$  в квадратных сантиметрах испытуемой антенны по формуле:

$$A_{\text{эф}} = \frac{P'_{\text{пр}}}{P_{\text{пр}}} A_{\text{эф}}^0, \quad (17)$$

где  $A_{\text{эф}}$  – эффективная площадь измерительной антенны, определяемая по графику, или по значениям частоты и коэффициента усиления ( $G$ ), приведённым в табличной части Свидетельства о поверке, придаваемым к антенне  $\text{см}^2$ .

$$A_{\text{эф}}^0 = \frac{\lambda^2}{4\pi} G \quad (18)$$

– погрешность определения эффективной площади вычисляется по формуле:

$$\delta = \pm \sqrt{\delta_p^2 + \delta_A^2 + \delta_{\text{отр}}^2}, \quad (19)$$

где  $\delta_p$  – погрешность измерения отношения мощностей измерительным прибором;

$\delta_A$  – погрешность аттестации измерительной антенны по эффективной площади;

$\delta_{\text{отр}}$  – максимальная погрешность за счёт рассогласования.

– предельные значения погрешности за счёт рассогласования  $\delta'_{\text{отр}}$  и  $\delta''_{\text{отр}}$  вычисляются по формулам:

$$\delta'_{\text{отр}} = \frac{(1 - |\Gamma|^2)(1 + |\Gamma_0| \cdot |\Gamma_{\text{ип}}|)^2}{(1 - |\Gamma|^2)(1 + |\Gamma_0| \cdot |\Gamma_{\text{ип}}|)^2} - 1; \quad (20)$$

$$\delta''_{\text{отр}} = \frac{(1 - |\Gamma|^2)(1 - |\Gamma_0| \cdot |\Gamma_{\text{ип}}|)^2}{(1 - |\Gamma|^2)(1 + |\Gamma_0| \cdot |\Gamma_{\text{ип}}|)^2} - 1, \quad (21)$$

где  $|\Gamma|$ ,  $|\Gamma_0|$ ,  $|\Gamma_{\text{ип}}|$  – модули коэффициентов отражения измерительной антенны, испытуемой антенны и измерительного прибора соответственно.

В качестве  $\delta_{\text{отр}}$  берётся большее по абсолютной величине из значений  $\delta'_{\text{отр}}$  и  $\delta''_{\text{отр}}$ .

## 6 Проверка рупоров

### 6.1 Общие положения

6.1.1 Настоящий раздел устанавливает методику первичной и периодической поверки рупоров.

6.1.2 Первичной поверке подлежат рупоры до ввода в эксплуатацию и после ремонта. При эксплуатации рупоры подлежат периодической поверке. Интервал между поверками 2 года.

### 6.2 Операции поверки

Проверка рупоров осуществляется в соответствии ПР 50.2.006 по методике поверки КНПР.464653.008 МП, входящей в комплект поставки.

## 7 Техническое обслуживание

### 7.1 Общие указания

7.1.1 Техническое обслуживание проводят с целью обеспечения работоспособного состояния рупора в течение её эксплуатации и хранения.

7.1.2 В процессе эксплуатации рупор должен содержаться в чистоте и находиться в климатических условиях, оговоренных в настоящем руководстве по эксплуатации.

### 7.2 Меры безопасности

7.2.1 К выполнению работ по техническому обслуживанию рупора допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и обученные обращению с легковоспламеняющимися жидкостями.

### 7.3 Порядок технического обслуживания

7.3.1 В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр (КО);
- техническое обслуживание ТО-1.

7.3.2 КО проводят перед и после использования антенны по назначению и после транспортирования.

7.3.3 При КО проведите визуальную проверку:

- состава комплекта рупора по номенклатуре и параметрам;

- состояния лакокрасочных покрытий изделий комплекта рупора;
- отсутствие механических повреждений изделий комплекта рупора.

Особое внимание уделите проверке на отсутствие механических повреждений внутренних поверхностей рупора.

7.3.4 Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится не реже одного раза в квартал при эксплуатации, перед проведением поверки, а так же при постановке рупора на хранение и вводе в эксплуатацию после хранения.

7.3.5 При ТО-1 проведите:

- работы по пункту 9.3 (КО).
- произведите очистку поверхностей изделий ветошью.
- произведите смазку трущихся деталей крепления антенны смазкой ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72. Излишки смазки удалите ветошью.

– произведите очистку от пыли, загрязнений и окислений СВЧ разъёма (соединителей) спиртом этиловым ректифицированным техническим ГОСТ 18300-87.

## 8 Консервация/расконсервация

### 8.1 Общие указания

8.1.1 Консервацию (расконсервацию) рупоров в помещении проводить при температуре воздуха не менее 15 °C.

8.1.2 Помещение для консервации должно быть защищено от проникновения агрессивных газов и пыли.

### 8.2 Меры безопасности при консервации/расконсервации.

8.2.1 К работе по консервации (расконсервации) рупоров допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии при выполнении погрузочно-разгрузочных, окрасочных, консервационных работ и обученные обращению с легковоспламеняющимися жидкостями.

8.2.2 Материалы, применяемые при консервационных работах, должны храниться в отдельной таре с соответствующими надписями в специально отведенном месте.

8.2.3 Помещение для консервации должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

8.2.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ по окончании оставлять консервационные материалы на месте консервации.

### 8.3 Консервация

8.3.1 К консервации допускаются полностью укомплектованное исправное изделие, прошедшее ТО-1.

8.3.2 Проверьте состояние лакокрасочных покрытий наружных поверхностей, при необходимости, восстановите их.

8.3.3 Произведите консервацию неокрашенных металлических частей изделия смазкой ПВК (пушечная).

8.3.4 Просушите изделие обдувом теплым (не более 90 °C) воздухом.

8.3.5 Оберните каждую сборочную единицу изделия пленкой ПВХ и уложите в специальные гнезда укладочного ящика.

8.3.6 Расфасуйте высушенный силикагель в мешки весом не более 0,05 кг и равномерно распределите по объему укладочного ящика.

8.3.7 На законсервированное изделие повесьте табличку с указанием даты консервации.

8.3.8 Укладочный ящик упакуйте в картонную коробку в соответствии с разделом 12 настоящего руководства.

8.3.9 Сделайте соответствующую запись в формуляре изделия.

#### **8.4 Расконсервация.**

8.4.1 Снять с неокрашенных металлических поверхностей консервационную смазку, промыть растворителем или уайт - спиритом, затем техническим спиртом протереть чистой ветошью.

8.4.2 Проветрить изделие и упаковку, включив вентиляцию на время не менее 30 мин.

8.4.3 Провести ТО-1.

8.4.4 Сделать соответствующую запись в формуляре изделия.

### **9 Ремонт антенн**

9.1 Ремонт антенн производит предприятие изготовитель.

9.2 Характерные неисправности и методы устранения

9.2.1 Характерные неисправности и методы их устранения представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Характерные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
<b>Режим приёма</b>		
При соединении антенны с прибором с помощью измерительного кабеля нет отклика сигнала ВЧ на анализаторе.	Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны.	Проверить установки параметров на анализаторе спектра или проверить antennu по тестовому сигналу или сигналу с известным достаточным уровнем.
	Поврежден СВЧ кабель из комплекта измерительного прибора	Проверить измерительный кабель, в случае неисправности заменить.
	Нет совпадения оптической и электрической оси рупора с источником сигнала	Необходимо направить измерительный рупор таким образом, чтобы оптическая и электрическая ось совпали, при этом необходимо учитывать направление поляризации источника.
<b>Режим передачи</b>		
При соединении антенны с генератором (усилителем мощности) ВЧ с помощью измерительного кабеля нет отклика сигнала ВЧ на приёмном устройстве.	Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны.	Проверить установки параметров на генераторе (усилителе мощности) ВЧ, или проверить установки параметров на приёмном устройстве.
	Поврежден СВЧ кабель из комплекта измерительного прибора	Проверить измерительный кабель, в случае неисправности заменить.
	Нет совпадения оптической и электрической оси рупора с источником сигнала	Необходимо направить измерительный рупор таким образом, чтобы оптическая и электрическая ось совпали, при этом необходимо учитывать направление поляризации источника.

### **10 Хранение**

10.1 На хранение ставится полностью укомплектованное изделие.

10.2 Установлены следующие сроки хранения изделия:

— в складских условиях до 10 лет;

— в полевых условиях до 5 лет.

10.3 При постановке рупора на краткосрочное хранение на срок не более 3-х месяцев в складских условиях проведите очередное ТО-1.

10.4 При постановке рупора на длительное хранение (более 3-х месяцев) либо на краткосрочное хранение в полевых условиях проведите очередное ТО-1 и консервацию.

10.5 При хранении в неотапливаемом помещении хранение осуществляется в тарных ящиках, накрытых брезентом при следующих условиях:

— диапазон температуры окружающего воздуха от 213 (минус 60) до 323(плюс 50) К (°C);

— относительная влажность воздуха 98 % при температуре 35 °C.

10.6 Складское хранение изделия в отапливаемых хранилищах осуществляется при следующих условиях:

— диапазон температуры окружающего воздуха от 278 (5 °C) до 313 К (40 °C);

— относительная влажность воздуха 80 % при температуре 25 °C;

— в помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

## 11 Транспортирование

11.1 Транспортирование упакованных в тарные ящики изделий производится всеми видами транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли.

11.2 Тарные ящики с упакованными изделиями должны быть укреплены на транспортных средствах так, чтобы была исключена возможность их смещений и соударений.

11.3 Положение ящиков определяется надписью «ВЕРХ». В случае транспортирования изделия на открытых автомашинах ящики должны быть накрыты брезентом. Погрузка и выгрузка должны производиться с соблюдением мер предосторожности, определенных на каждом ящике.

11.4 Изделие должно транспортироваться в условиях, не превышающих заданных предельных условий: температура воздуха от минус 60 до плюс 50 °C, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 °C.

## 12 Тара и упаковка

12.1 При упаковке все сборочные единицы комплекта рупора должны быть очищены от пыли и грязи и насухо протерты. Затем сборочные единицы согласно описи укладки укладываются в укладочный ящик в специальные гнезда.

12.2 Техническая документация укладывается в укладочный ящик в пакете из ПВХ поверх изделия.

12.3 Укладочный ящик после укладки комплекта рупора закрывают и на противоположные стороны устанавливают пломбы.

12.4 При необходимости дальнейшего транспортирования укладочный ящик помещается в картонную упаковку. Внутренние размеры картонной упаковки должны превышать соответствующие размеры укладочного ящика не менее, чем на 20 мм. Картонная упаковка внутри выкладывается водонепроницаемой бумагой или ПВХ пленкой таким образом, чтобы концы бумаги (пленки) были выше краев ящика на величину большую половины длины и ширины ящика. Укладочный ящик оборачивают в пленку ПВХ с воздушными амортизирующими полостями не менее 3-х слоев и укладываются в картонную упаковку. При необходимости, свободное пространство между укладочным ящиком и стенками картонной упаковки заполняют уплотнителем. Под крышку картонной упаковки укладывают упаковочный лист. На противоположные стороны картонной упаковки наклеивают контрольные этикетки (пломбы).

12.5 На верхнюю часть картонной упаковки и на боковые стороны наносятся основные, дополнительные и информационные знаки:    по ГОСТ 14192-96.

### 13 Маркировка

- 13.1 Рупор маркируется путем размещения этикетки/шильдика.
- 13.2 На этикетки/шильдики наносится следующая обязательная информация:
  - товарный знак предприятия-изготовителя;
  - знак утверждения типа средства измерений;
  - заводской номер изделия;
- 13.3 Необходимость в пломбировании антенны отсутствует.